

Aide pour Monter d'Escalier

Beaucoup de personnes peuvent se déplacer seulement les jambes avec difficulté. Ceci est appelé une gamme limitée de mouvement Il cause souvent des problèmes avec monter et en bas l'escalier et monter une marche. Ceci peut limiter leur liberté et leur qualité de vie. Les solutions comme les fauteuils monte-escalier coûtent cher et utilisé seulement dans les emplacements fixes. Le Quadstep se compose d'un bâton de marche combiné avec une petite boîte. La boîte est d'environ la moitié de la hauteur d'un escalier. Vous montez sur la boîte, puis

l'escalier. On utilise donc moins amplitude de mouvement et moins d'effort. C'est léger et portable et est utilisé dans n'importe quelle situation où vous avez besoin d'augmenter. Par exemple : *

Marche et escalier * bords du trottoir * baignoire à porte



Les Caractéristiques Importantes

- * base de 4 point de plastique d'ABS fort et léger
- * légère (820g, 1.8lb)
- * une poignée décentrée ergonomique pour la plus grande stabilité
- * poignée en caoutchouc doux
- * Hauteur-ajustable dans les augmentations de 78 cm à 100 cm
- * Réversible pour la gauche ou l'usage droite
- * La surface non-dérapage de chape pour le fondation assuré

Informations Cliniques

Quand le Quadstep a été utilisé pour monter ou en bas l'escalier, les deux la gamme de mouvement, et la quantité d'usage de muscle les deux de manière significative ont été statistiquement réduits.

T.M.Mohr, C.E.Staloch, J.L. Brekhus, B.J.Behrens, T.L.Lewis, R.L.Maybey, 'Electromyographic and Electrogoniometric Study of Stair Climbing Using the EZ-Step and Quad-Step Devices', *Phys. Occup. Ther. Geriatr.*, March 2010

Coordonnées


MuSmate Ltd, PO Box 3976, Bath, Somerset BA1 0DF
Royaume-Uni

T (RU) 0845 094 4674

F (RU) 0845 094 4674

E sales@musmate.co.uk

W www.musmate.co.uk



Prix

59€ et livraison 20€

